

VBM Trainingsphantom "Bill V"

zur perkutanen Tracheostomie

Das VBM Trainingsphantom "Bill V" ermöglicht unter realitätsnahen Voraussetzungen das Trainieren der perkutanen Tracheostomie. Durch das in die Haut eingelassene Loch ist die Inzisionsstelle auf Höhe des zweiten Trachealrings vorgegeben, kann aber ebenso durch das tastbare Schlüsselbein bzw. Jugulum bestimmt werden. Der austauschbare Schaumstoff unter der Haut simuliert das zu durchdringende Gewebe bis zur Trachea. Der Ablauf der perkutanen Tracheostomie kann an diesem Phantom per Faseroptik kontrolliert werden. Zur Funktionsprüfung ist unterhalb der Bauchdecke eine Lunge nachempfunden, wodurch bei korrekter Anwendung die Bauchfellatmung sichtbar wird.

Bill V mit Torso
komplett mit Tasche und
10 Schaumstoffeinlagen

REF 30-20-000



Weitere Anwendungsgebiete:

- fiberoptische Intubation
- Koniotomie
- transtracheale Jet Ventilation
- orale und nasale Intubation
- Bronchoskopie
- Maskenbeatmung
- Larynx-Maske
- Combitubus / Easytubus
- Larynx-Tubus

Zubehör



Ersatz-Schildknorpel
REF 30-19-111



Ersatz-Haut
REF 30-20-222



Schaumstoffeinlage
REF 30-20-333



Tasche
REF 30-20-009

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • E-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

